


Поликлональные Антитела Против Ldhb Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07195

Артикул: CM0025333



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого LDHB, подходящие для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. LDHB является ключевым ферментом анаэробного гликолиза и маркером сердечной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LDHB Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; LDHB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3945
GeneID	3945
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-334 человеческого LDHB (NP_002002291.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07195
Молекулярный вес белка	37 кДа
Доставка	Сумка со льдом