


Поликлональное Антитело Anti-Ldhc Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции (If-P), Ифа (Elisa) — P07864

Артикул: CM0014161



введение

Поликлональное антитело Anti-LDHC для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции (IF-P) и ИФА (ELISA); перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Мишень — L-лактатдегидрогеназа C, белок, связанный с подвижностью сперматозоидов, и антиген 32 рака/яичка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LDHC Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CT32; LDH3; LDHX; LDHC
Вид	Человек
Идентификатор гена	3948
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого LDHC (NP_002292.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07864
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом