

Поликлональные Антитела Против Рецептора Лпнп (Ldlr) Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — P01130

Артикул: CM0016883



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий рецептор ЛПНП (LDLR), валидированные для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Обнаруживают LDLR человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований метаболизма холестерина и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к рецептору ЛПНП (LDLR)
Примечания/Алиасы	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL Receptor (LDLR)
Вид	Человек
ID гена (человек)	3949
ID гена	3949
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 761-860 человеческого рецептора ЛПНП (LDLR) (NP_000518.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01130
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	Холодовой пакет