

Антитело Кролика Против Рецептора Лпнп (Ldlr) (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф/Ицц (If/Icc), Ифа (Elisa) - P01130

Артикул: CM0020740



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого рецептора ЛПНП (LDLR), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA, обнаруживает образцы человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма холестерина, проникновения вирусов и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Рецептор ЛПНП (LDLR), кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	FN; FHC; FHCL1; LDLCQ2; Рецептор ЛПНП (LDLR)
Вид	Человек
GeneID	3949 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 761-860 человеческого рецептора ЛПНП (LDLR) (NP_000518.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01130
Молекулярный вес белка	95 кДа
Доставка	Сумка со льдом