


Поликлональное Антитело К Ldlrap1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q5Sw96

Артикул: CM0026144



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LDLRAP1 (ARH), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований эндоцитоза LDL-рецептора, гиперхолестеринемии и метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LDLRAP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ARH; ARH1; ARH2; FHCB1; FHCB2; FHCL4; LDLRAP1
Вид	Человек
GeneID	26119
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 59-308 человеческого LDLRAP1 (NP_056442.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5SW96
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом