

Поликлональные Антитела К Lef1 Для Wb, Ip, If-P, Elisa - Q9Uju2

Артикул: CM0018202

введение

Кроличьи поликлональные антитела (pAb) к LEF1, валидированные для методов WB, IP, IF-P, ELISA. Детектируют LEF1 (44 кДа) у человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген (аминокислоты 20-132). Идеально подходят для исследований Wnt-сигнального пути и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к LEF1
Примечания/Синонимы	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	51176
GeneID	51176
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-132 LEF1 человека (NP_057353.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UJU2
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом