

Кроличье Моноклональное Антитело К Lef1 Для Wb И Elisa - Q9UJu2

Артикул: CM0007843

введение

Кроличье моноклональное антитело к LEF1, валидированное для методов WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к белкам человека и мыши. Идеально подходит для изучения Wnt-сигнального пути и биологии рака в тканях тимуса, толстой кишки и поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к LEF1
Примечания/Синонимы	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51176
GeneID	51176
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 50-150 LEF1 человека (Q9UJU2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UJU2
Молекулярная масса	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом