

Кроличье Моноклональное Антитело Против Lef1 Для Вб, Ип, Ифа - Q9Uju2

Артикул: CM0007591

введение

Высокоэффективное кроличье моноклональное антитело против LEF1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА в образцах человека и мыши. Подходит для исследований сигнального пути Wnt, онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LEF1 кроличье мАт
Примечания/Альтернативные названия	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	51176
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 LEF1 человека (NP_057353.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UJU2
Молекулярная масса белка	44кДа
Доставка	Холодильный пакет