

## Поликлональное Антитело Кролика Anti-Lefty1 Для Wb И Elisa — O75610

Артикул: CM0021079

### введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого LEFTY1, валидированное для иммуноблоттинга и ELISA. Выявляет фактор 1 детерминации лево-правой асимметрии у человека и мыши — ключевой регулятор развития.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | LEFTY1 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Примечания/синонимы       | LEFTB; LEFTYB; LEFTY1                                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (человек)          | 10637                                                                                                                               |
| GeneID                    | 10637                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 77-366 человеческого LEFTY1 (NP_066277.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь                                                                                                                       |
| SWISS                     | O75610                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 41 кДа                                                                                                                              |
| Условия транспортировки   | Хладагентный пакет                                                                                                                  |