

Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-Lefty1/2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — O75610 / O00292

Артикул: CM0004170

введение

Кроличье моноклональное антитело к белкам LEFTY1/2 человека, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для детекции факторов определения лево-правой асимметрии в исследованиях развития на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LEFTY1/2 кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	LEFTB; LEFTYB; LEFTY1/2
Вид	Человек
ID гена (человек)	10637/7044
ID гена	10637/7044
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 267–366 человеческого LEFTY1/2 (O75610).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75610/O00292
Молекулярная масса белка	34,44 кДа
Доставка	Холодильный пакет