


Моноклональное Антитело Против Легумайна (Lgmn) Для Wb, Elisa — Q99538

Артикул: CM0008180



введение

Кроличье моноклональное антитело против легумайна (LGMN), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Определяет белок человека, мыши и крысы; рекомбинантный иммуноген (а.к. 210–302). Подходит для изучения функции протеазы в деградации лизосомальных белков и презентации антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАТ против легумайна (LGMN)
Примечания/синонимы	AEP; LGMN1; PRSC1; легумайн (LGMN)
Вид	Человек
GeneID (человек)	5641
GeneID	5641
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210–302 легумайна человека (LGMN) (Q99538)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99538
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом