


Анти-Legumain (Lgmn) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99538

Артикул: CM0006974



введение

Кроличий моноклональный антитело к Legumain (LGMN) для вестерн-блоттинга (Western blot), IF, IHC, ELISA. Взаимодействует с легумайном человека, мыши и крысы. Для исследовательского использования в исследованиях презентации антигенов и лизосомальной деградации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Legumain (LGMN) кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	LGMN; AEP; LGMN1; PRSC1; legumain; Legumain (LGMN)
Вид	Человек
ID гена	5641
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-288 человеческого Legumain (LGMN). (NP_005597.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99538
Молекулярный вес белка	42кДа/49кДа
Доставка	Сумка со льдом