


Анти-Legumain (Lgmn) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99538

Артикул: CM0013814



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого Legumain (LGMN) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает человеческий, мышиный, крысиный LGMN; 49кДа. Legumain — это лизосомальная цистеиновая протеаза, участвующая в презентации антигенов и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Legumain (LGMN) кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AEP; LGMN1; PRSC1; Legumain (LGMN)
Вид	Человек
ID гена	5641
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-288 человеческого Legumain (LGMN) (NP_005597.3?)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99538
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Ледяной пакет