


Антитело Кролика Поликлональное Против Leo1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wvc0

Артикул: CM0029049



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого LEO1 (RDL), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает LEO1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LEO1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	RDL; LEO1
Вид	Человек
GeneID (человек)	123169
GeneID	123169
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 340-570 человеческого LEO1 (NP_620147.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WVC0
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	Сумка со льдом