

Поликлональное Антитело Anti-Lepre1 (Gros1, Oi8) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q32P28

Артикул: CM0014754



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий пролил-3-гидроксилазу 1 (LEPRE1/GROS1/OI8), подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Полезно для исследований биосинтеза коллагена и заболеваний скелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LEPRE1 Кроличье pAb (LEPRE1)
Примечания/Альтернативные названия	OI8; GROS1; LEPRE1
Вид	Человек
ID гена	64175
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 497-736 человеческого LEPRE1 (NP_071751.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q32P28
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом