

## Поликлональные Кроличьи Антитела К Лептину Для IHC-P, Ифа — P41159

Артикул: CM0030851



### введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого лептина (OB, OBS), валидированные для иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Идеально подходят для исследований энергетического баланса, ожирения и диабета, обладают высокой специфичностью к человеческому лептину.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Лептин, кроличьи поликлональные антитела (pAb)                                                                                                              |
| Примечания/алиасы         | OB; OBS; LEPD; Leptin                                                                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                     |
| ID гена (человек)         | 3952                                                                                                                                                        |
| ID гена                   | 3952                                                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-167 человеческого лептина (NP_000221.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                      |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                     |
| Применение                | IHC-P, ИФА                                                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                                     |
| SWISS                     | P41159                                                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка  | 19 кДа                                                                                                                                                      |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                                           |