

Кроличья Поликлональная Антитело Против Лептина Для Wb, If/Icc, Elisa — P41159

Артикул: CM0018594



введение

Кроличья поликлональная антитело к лептину, валидированная для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с человека, мыши и крысы. Является незаменимым инструментом для исследований ожирения, диабета и метаболического сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Leptin Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	OB; OBS; LEPD; Leptin
Вид	Человек
GeneID	3952 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 лептина человека (NP_000221.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41159
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодовая упаковка