

Моноклональное Антитело К Рецептору Лептина Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии В Парафиновых Срезах, Ифа - P48357

Артикул: CM0003721



введение

Кроличье моноклональное антитело к рецептору лептина, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии в парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Детектирует LEPR с молекулярной массой ~132 кДа — ключевого регулятора аппетита и энергетического баланса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к рецептору лептина
Примечания / Алиасы	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Рецептор лептина
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3953
GeneID	3953
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1000-1100 рецептора лептина человека (P48357).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия в парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48357
Молекулярная масса белка	132 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом