


Кроличья Поликлональная Анти-Letm1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95202

Артикул: CM0020116



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на N-концевую область митохондриального обменника LETM1 человека. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Поддерживает исследования в области митохондриальной биологии и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к LETM1
Примечания/Альтернативные названия	Mdm38; CONDMIM; SLC55A1; LETM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3954
ID гена	3954
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 белка LETM1 человека (NP_036450.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95202
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом