

Поликлональные Антитела Против Letmd1 Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа - Q6P1Q0

Артикул: CM0024278

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого LETMD1, валидированные для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестно реагируют с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований функции митохондрий и в онкологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LETMD1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	HCCR; HCCR1; HCCR2; HCCR-1; HCCR-2; HCRR-2; SLC55A3; 1110019013Rik; LETMD1
Вид	Человек
GeneID	25875
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 161-360 человеческого LETMD1 (NP_056231.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6P1Q0
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом