

Поликлональные Антитела К Анти-Лейкосиалину (Spn/Cd43) Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф/Ицк, Ифа - P16150

Артикул: CM0027917

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого лейкосиалина (SPN/CD43), сиалогликопротеина лейкоцитов. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ/ИЦК (IF/ICC) и ИФА (ELISA); перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований функции Т-клеток и миграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPN Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22; SPN
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6693
GeneID	6693
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 276-400 человеческого SPN (NP_003114.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16150
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом