


## Кроличыи Поликлональные Антитела К Lgals3Bp Для Wb, If/Icc, Elisa - Q08380

Артикул: CM0027638



### введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого LGALS3BP (90K/Mac-2-BP), валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии, онкологии и иммунной защиты.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | LGALS3BP кроличыи поликлональные антитела                                                                                                                |
| Примечания/Альясы         | 90K; M2BP; gp90; CyCAP; BTBD17B; MAC-2-BP; TANGO10B; LGALS3BP                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                  |
| GeneID (человек)          | 3959                                                                                                                                                     |
| GeneID                    | 3959                                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок   Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 306-585 человеческого LGALS3BP (NP_005558.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                  |
| Применение                | WB, IF/ICC, ИФА                                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                     |
| SWISS                     | Q08380                                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 65 кДа                                                                                                                                                   |
| Доставка                  | Сумка-холодильник с холодоэлементами                                                                                                                     |