


Кроличье Поликлональное Антитело Против Lgalsl Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q3Zcw2

Артикул: CM0024314



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на галектин-связанный белок человека (LGALS1). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышиному белку. Подходит для исследований неклеточно-связывающих лектинов и функций семейства галектинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против LGALS1
Примечания/Альтернативные названия	GRP; HSPC159; LGALS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29094
GeneID	29094
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-172 человеческого LGALS1 (NP_054900.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q3ZCW2
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом