

Поликлональные Антитела Против Lgi1 Для Вб, Ифа - 095970

Артикул: CM0026345



введение

Кроличьи поликлональные антитела против LGI1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с реактивностью к человеку, мыши и крысе. Полезны для исследования эпилепсии и синаптической функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	LGI1 кроличья пАт
Примечания/псевдонимы	EPT; ETL1; ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; IB1099; EPITEMPIN; LGI1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9211
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 301-557 человеческого LGI1 (NP_005088.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	095970
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Холодовая упаковка