


Поликлональное Антитело Кролика Против Lgr4 Для Wb, If-P, Elisa - Q9Bxb1

Артикул: CM0014533



введение

Поликлональное антитело кролика против LGR4, валидированное для WB, IF-P, ELISA. Реагирует с LGR4 человека, мыши и крысы — рецептором сигнального пути Wnt, играющим ключевую роль в развитии органов, поддержании стволовых клеток и ремоделировании костной ткани. Идеально подходит для IVD-исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LGR4 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	DPSL; GPR48; BNMD17; LGR4
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55366
Идентификатор гена	55366
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 320-540 человеческого LGR4 (NP_060960.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BXB1
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом