

Поликлональное Антитело Anti-Lgr5 Для Wb, Fc, Elisa — 075473

Артикул: CM0021326



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LGR5 (GPR49, маркер стволовых клеток). Валидировано для WB, FC, ELISA, реагирует также с мышиным белком. Подходит для исследований стволовых клеток кишечника и волосяных фолликулов. Доставка на льду.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к LGR5
Примечания/синонимы	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5
Вид	Человек
GeneID (человек)	8549
GeneID	8549
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 480–580 человеческого LGR5 (NP_003658.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	075473
Молекулярная масса белка	99998 Да
Условия транспортировки	Пакет со льдом