

Моноклональное Антитело Против Lgr5/Gpr49 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75473

Артикул: CM0002556

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого LGR5/GPR49, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований стволовых клеток и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LGR5/GPR49 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8549
ID гена	8549
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 800-907 человеческого LGR5/GPR49 (O75473)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O75473
Молекулярная масса белка	100 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом