

Кроличья Поликлональная Антитело Против Lgr5/Gpr49 Для Wb, Ihc-P, Elisa — O75473

Артикул: CM0016023



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого LGR5/GPR49, подходит для WB, IHC-P и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышами и крысами. Предназначено для исследования стволовых клеток и пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LGR5/GPR49 кроличья пАнт
Примечания/алиасы	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
Вид	Человек
GeneID (человек)	8549
GeneID	8549
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 824–907 человеческого LGR5/GPR49 (NP_003658.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	O75473
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	Холодовой пакет