

Кроличья Поликлональная Антитело Против Lgr6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Hbx8

Артикул: CM0029728

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого LGR6, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с LGR6 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований стволовых клеток и сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LGR6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GPCR; VTS20631; LGR6
Вид	Человек
GeneID	59352
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-510 человеческого LGR6 (NP_001017403.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HVBX8
Молекулярный вес белка	104кДа
Доставка	Ледяной пакет