

Кроличье Моноклональное Антитело Против Лгб Для If-P, Ihc-P, Elisa - P01229

Артикул: CM0009430

введение

Кроличье моноклональное антитело против бета-субъединицы лютеинизирующего гормона человека (ЛГБ). Подходит для иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Идеально для исследований в области репродуктивной эндокринологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ЛГБ Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3972
GeneID	3972
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 21-141 человеческого ЛГБ (NP_000885.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01229
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	В пакете со льдом