


Моноклональное Антитело Против Lh (Cga/Lhb) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P01215 / P01229

Артикул: CM0006671



введение

CamelBio предлагает кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого LH (CGA/LHB), подходящее для применения в WB, IHC-P и ELISA. Разработано для исследователей IVD, создающих тесты для репродуктивных гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LH(CGА/LHB) кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; LH(CGА/LHB)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1081/3972
GeneID	1081/3972
Иммуноген	Рекомбинантные белки, охватывающие аминокислоты 25-116 человеческого CGA и LHB
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01215/P01229
Молекулярный вес белка	13КДа/15КДа
Доставка	Сумка со льдом