

Поликлональное Антитело Anti-Lhcgr Для Wb, If-P, Elisa — P22888

Артикул: CM0020050



введение

Кроличье pAb к LHCGR для WB, IF-P, ELISA с перекрёстной реактивностью к мышинному белку. Идеально подходит для исследований рецептора лютропина-хориогонадотропина в репродуктивной биологии и при изучении функции щитовидной железы. SWISS: P22888.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к LHCGR
Примечания/синонимы	LHCGR; HHG; LCGR; LGR2; LH/CG-R; LH/CGR; LHR; LHRHR; LSH-R; ULG5; рецептор лютропина-хориогонадотропина
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3973
Идентификатор гена	3973
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P22888
Молекулярная масса белка	71 кДа/78 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом