

Поликлональное Антитело Кролика Против Lhcgr Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - P22888

Артикул: CM0026186



введение

Поликлональное антитело кролика против LHCGR, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Реагирует с LHCGR человека, мыши, крысы. Идеально для изучения сигналинга гонадотропинов и репродуктивной эндокринологии. Рекомбинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против LHCGR (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	HNHG; LHR; LCGR; LGR2; ULG5; LHRHR; LSH-R; LH/CGR; LH/CG-R; LHCGR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3973
GeneID	3973
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-360 человеческого LHCGR (NP_000224.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22888
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом