

Поликлональные Антитела Против Lhrr Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9H008

Артикул: CM0014557



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого LHPP, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. LHPP — это фосфогистидин/фосфолизин-фосфатаза, участвующая в метаболизме. Подходят для исследований в области онкологии и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LHPP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HDHD2B; LHPP
Вид	Человек
GeneID	64077
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого LHPP (NP_071409.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H008
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом