

Поликлональное Антитело Anti-Lhx1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P48742

Артикул: CM0022374

введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-LHX1, подходящее для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознаёт человеческий LHX1 и проявляет перекрёстную реактивность с мышью и крысой. Подходит для изучения регуляции транскрипции и развития мезодермы. UniProt P48742.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело LHX1
Примечания/синонимы	LIM1; LIM-1; LHX1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3975
GeneID	3975
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот с позиции 300 до С-конца человеческого LHX1 (NP_005559.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P48742
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	В сумке со льдом