

Поликлональное Антитело Против Lhx1 Для Wb, Elisa — P48742

Артикул: CM0021512

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий LHX1 (LIM1), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований биологии развития и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LHX1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LIM1; LIM-1; LHX1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3975
GeneID	3975
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-180 человеческого LHX1 (NP_005559.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P48742
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом