

Моноклональное Антитело Против Lhx3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ubr4

Артикул: CM0003493

введение

Кроличье моноклональное антитело против LHX3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет LHX3 человека, мыши, крысы — ключевой фактор транскрипции для развития гипофиза и нейронов. Молекулярная масса 43 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LHX3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	LIM3; CPHD3; M2-LHX3; LHX3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8022
GeneID	8022
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 белка LHX3 человека (Q9UBR4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBR4
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом