

Поликлональные Антитела К Lhx4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q969G2

Артикул: CM0029512



введение

LHX4 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA) с пробами человека, мыши и крысы. Оно направлено против белка Lhx4 семейства LIM/гомеобокса, фактора транскрипции, участвующего в развитии легких.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LHX4 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CPHD4; LHX4
Вид	Человек
ID гена (человек)	89884
ID гена	89884
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 121–390 человеческого LHX4 (NP_203129.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q969G2
Молекулярная масса белка	43кДа
Доставка	Холодильный пакет