

Антитела Кролика Против Lhx5 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H2C1

Артикул: CM0019736

введение

Поликлональные антитела кролика против LHX5 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирующие с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на белок LIM/homeobox Lhx5 (44 кДа, Q9H2C1), регулятор нейрональной дифференцировки. Идеальны для исследований в нейронауках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LHX5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LHX5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64211
GeneID	64211
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-180 человеческого LHX5 (NP_071758.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H2C1
Молекулярный вес белка	44kDa
Доставка	Сумка со льдом