

Поликлональное Антитело Против Lhx6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Urm6

Артикул: CM0029008

введение

Кроличье поликлональное антитело против LHX6, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий, мышиный и крысиный LHX6. Идеально для изучения развития ГАМКергических интернейронов и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к LHX6, кролик
Примечания/Альтернативные названия	hLHX6, LHX6.1, LHX6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26468
ID гена	26468
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 143-392 человеческого LHX6 (NP_055183.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9URM6
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	В термосумке со льдом