

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Lhx6 Для Wb, Elisa — Q9Urm6

Артикул: CM0021173

введение

Поликлональное антитело кролика к LHX6, валидированное для WB и ELISA на образцах человека. LHX6 — транскрипционный фактор семейства LIM-гомеобокса, играющий ключевую роль в миграции интернейронов и развитии коры головного мозга. Подходит для исследований в области нейронауки и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LHX6 Rabbit pAb
Примечания/синоним	LHX6; LHX6.1; LIM homeobox 6
Вид	Человек
GeneID	26468
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250–350 человеческого LHX6 (NP_001229263.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9URM6
Молекулярная масса белка	19 кДа/38 кДа/40 кДа/41 кДа/43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом