

Кроличья Поликлональная Антитела Против Lhx8 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q68G74

Артикул: CM0018248

введение

Кроличья поликлональные антитела против LHX8, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Обнаруживают человеческий белок LHX8, LIM-гомеобоксный транскрипционный фактор, участвующий в нейрональной и мезенхимальной дифференцировке. Подходят для исследований в нейронауках и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb против LHX8
Примечания/Альтернативные названия	LHX7; LHX8
Вид	Человек
ID гена	431707
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого LHX8 (NP_001001933.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q68G74
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом