


Кроличья Поликлональная Антитело Против Lhx9 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Nq69

Артикул: CM0014848



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого LHX9, подходящее для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белками. LHX9 — это белок LIM/homeobox, участвующий в развитии гонад.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LHX9 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LHX9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56956
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого LHX9 (NP_064589.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQ69
Молекулярный вес белка	44 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент