

Кроличье Поликлональное Антитело Против Lif Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P09056

Артикул: CM0019993



введение

CamelBio предлагает валидированное кроличье поликлональное антитело против мышинного фактора, ингибирующего лейкемию (LIF), для Вестерн-блоттинга и ИФА, идеально подходящее для изучения самообновления эмбриональных стволовых клеток и имплантации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Lif Rabbit pAb
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3976
GeneID	16878
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-203 мышинного Lif (NP_032527.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P09056
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	В сумке со льдом