

Кроличья Поликлональная Антитело Против LIF Для Wb, IHC-P, Elisa — P15018

Артикул: CM0016590



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого LIF, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагирует с LIF человека, мыши и крысы (22 кДа). Идеально подходит для исследований в области биологии стволовых клеток и цитокиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIF Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	CDF; DIA; HILDA; MLPLI; LIF
Вид	Человек
ID гена (человек)	3976
ID гена	3976
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15018
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	С пакетом со льдом