


Кроличье Поликлональное Антитело Против Lifr Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P42702

Артикул: CM0017879



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LIFR, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Нацелено на рецептор ингибирующего лейкемию фактора, сигнально-трансдуцирующую субъединицу, участвующую в цитокиновых рецепторных комплексах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIFR Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R; LIFR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3977
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-700 человеческого LIFR (NP_002301.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P42702
Молекулярная масса белка	124 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом