

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Lig1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P18858

Артикул: CM0022692



введение

Поликлональное кроличье антитело против ДНК-лигазы 1 человека (LIG1). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с антигенами человека и мыши. LIG1 играет ключевую роль в репарации, репликации и рекомбинации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LIG1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LIG1; IMD96; hLig1; LIG1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3978
GeneID	3978
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 565–790 LIG1 человека (NP_000225.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P18858
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом