

## Моноклональное Антитело Anti-Lilra2/Cd85H Для Иф/Исс, Пц - Q8N149

Артикул: CM0010981



### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого LILRA2, конъюгированное с , для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Нацелено на врожденный иммунный рецептор ILT-1; валидировано на образцах человека.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Rabbit anti-Human LILRA2/CD85h mAb                                                                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7                                                                                                                      |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                       |
| GeneID                    | 11027                                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-449 человеческого LILRA2/CD85h (NP_001124389.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                        |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                       |
| Применение                | ИФ/ИСС, ПЦ                                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                       |
| SWISS                     | Q8N149                                                                                                                                        |
| Молекулярный вес белка    | 53кДа/51кДа/48кДа/47кДа                                                                                                                       |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                                             |