


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Lilra2/Cd85H Для If/Icc, Fc, Elisa — Q8N149

Артикул: CM0009268



введение

Кроличье моноклональное антитело к LILRA2/CD85h, валидированное для IF/ICC, FC и ELISA. Специфически реагирует с человеческим LILRA2 (UniProt Q8N149). Подходит для исследований врождённого иммунитета и микробных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт к LILRA2/CD85h
Примечания/синонимы	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Вид	Человек
GeneID (человек)	11027
GeneID	11027
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–449 человеческого LILRA2/CD85h (NP_001124389.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q8N149
Молекулярная масса белка	53 кДа/51 кДа/48 кДа/47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом