


Моноклональное Антитело Против Liltrb1/Cd85j/Ilt2 Для Вб, Фц, Ифа — Q8Nhl6

Артикул: CM0006854



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому LILRB1 (CD85j/ILT2), валидированное для Вестерн-блоттинга, проточной цитометрии и ИФА. Ингибиторный рецептор МНС класса I; подходит для исследований иммунных контрольных точек и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела к LILRB1/CD85j/ILT2
Примечания/Синонимы	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; LILRB1/CD85j/ILT2
Вид	Человек
GeneID	10859
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого LILRB1/CD85j/ILT2
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ФЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NHL6
Молекулярная масса белка	49 кДа/70 кДа/71 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами